

ABPM-05 & BlueBP-05



Суточные мониторы артериального давления

Meditech

Кардиоваскулярное мониторирование

Компания Meditech является одним из общемировых лидеров в области изготовления суточных мониторов АД и ЭКГ по Холтеру

Основанная в 1990 году, компания Meditech разрабатывает медицинские устройства и программное обеспечение для мониторинга факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.



Суточный монитор АД АВРМ-05

АВРМ-05 предоставляет точную информацию о вариабельности артериального давления, величинах ночного падения и утреннего повышения АД для надежного управления и контроля гипертензии.

Также доступна Bluetooth версия - прибор **BlueBP-05!**

Преимущества АВРМ-05

- соответствует BHS и AAMI критериям точности, рекомендован dabl®
- запатентованная система 2 клапанов обеспечивает отличную защиту пациента
- IP22 класс защиты от попадания жидкостей
- дружелюбный алгоритм работы во время сна
- возможность ручного программирования
- доступен в качестве OEM продукта
- бесплатное программное обеспечение







Мониторирование
артериального давления
дает больше информации
по сравнению с обычным
измерением артериального
давления

Зачем нужно суточное мониторирование АД?

- для получения более точного профиля АД
- для избегания эффекта гипертензии белого халата
- для проведения ночных измерений АД-основного показателя риска для здоровья
- для снижения вероятности ошибочного диагноза
- для улучшения медикаментозного лечения

Спецификация	ABPM-05	BlueBP-05
размеры	98*69*29 мм	
вес (без батарей)	190 г	
память	внутренняя	
передача данных	USB оптический кабель	Bluetooth
электропитание	2 AA батареи	
LCD дисплей	40*22 мм	
Число клавиш	3 (старт, событие, день/ночь)	
время работы	до 51 часа	
метод измерений	осциллометрический, пошаговая дефляция	
диапазон измерений	АД: 30-260 мм.рт.ст., ЧСС: 40-200 уд./мин	
точность измерений	‘+/-3 мм.рт.ст. или +/- 2% от измеренного значения	
периоды измерений	4(утренний, активный, пассивный, специальный)	
максимальное хранение данных	600 измерений	
сертификаты соответствия	CE, FDA	CE
соответствие	алгоритм измерений соответствует BHS и AAMI критериям точности	

Бесплатное программное обеспечение

Для рутинной врачебной практики и научных исследований

Программы EasyABPM и CardioVisions отображают статистику измерений АД во время активного, пассивного, утреннего и специального периодов. Статистика включает в себя: систолическое АД, диастолическое АД, среднее АД (MAP), пульсовое давление (PP), ЧСС, минимальные и максимальные значения, вариабельность АД (SD), индекс времени гипертензии (PTE), гипертензию нагрузки, суточный индекс и величину утреннего подъема АД

Спецификация	EasyABPM	CardioVisions
управление устройствами	ABPM-05	ABPM-05, BlueBP-05
автоматическая статистика АД	✓	✓
отображение данных в графическом и табличных форматах	✓	✓
настраиваемые периоды измерений АД	✓	✓
печать отчета	✓	✓
экспорт в pdf	✓	-
отправка по e-mail	-	✓
защита логином и паролем	-	✓
сетевая версия	-	✓



Meditech | Cardiovascular Monitoring Solutions
1184 Budapest, Mikszáth K. u. 24.
phone: + 36 1 280 8232 · mail: meditech@meditech.eu
www.meditech.eu