

ABPM-05 & BlueBP-05



Ambuláns vérnyomásmérő monitorok

Meditech

Kardiovaszkuláris monitorozás

A Meditech a világ vezető ambuláns vérnyomásmérő monitor és EKG készülék gyártóinak egyike.

Az 1990-ben magyar vállalkozók által alapított Meditech Kft. a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőinek monitorozására alkalmas orvosi műszereket gyárt és szoftvereket fejleszt.



ABPM-05 ambuláns vérnyomásmérő monitor

A legmegfelelőbb kezelés megtalálása érdekében az **ABPM-05** monitor megbízható információt nyújt a vérnyomás variabilitásáról, éjszakai süllyedéséről és reggeli emelkedéséről.


A Bluetooth-képes **BlueBP-05** vérnyomásmérő monitor szintén elérhető!

ABPM-05 előnyök

- független klinikai vizsgálatokkal (BHS, AAMI) igazolt vérnyomásmérési pontosság; dabl® ajánlás
- egyedülálló kettős-szelep rendszer a biztonságos működésért
- IP22 vízállósági besorolás
- zajcsökkentő algoritmus a zavartalan alvásért
- kézi felprogramozási lehetőség
- ingyenes szoftver







Az ambuláns vérnyomásmérés a hagyományos vérnyomásmérési módszerekhez képest több és tartalmasabb információval szolgál.

A 24-órás vérnyomásmérés előnyei

- pontosabb vérnyomás-profil
- vérnyomásmérés orvosi környezeten kívül
- éjszakai vérnyomásértékek rögzítése
- a téves diagnózis veszélyének csökkentése
- hatékonyabb gyógyszeres kezelés

Tulajdonságok	ABPM-05	BlueBP-05
méret	98*69*29 mm	
súly (elem nélkül)	190 g	
memória	belső	
adatátvitel	USB optikai kábel	vezeték nélküli Bluetooth
tápellátás	2 AA elem	
LCD kijelző	40*22 mm	
nyomógombok	3 (start, esemény, nappal/éjszaka)	
működés	max 51 óra	
mérési módszer	oszcillometrikus, lépcsőzetes nyomásengedés	
mérési skála	vérnyomás: 30-260 mmHg, pulzus: 40-200 bpm	
passzív pontosság	+/- 3 mmHg vagy a mért érték 2% -a	
mintavételi időszak	4 (reggeli, aktív, passzív, speciális)	
tárolási kapacitás	600 mérés	
minőség tanúsítványok	CE, FDA	CE
validációk	a BHS és AAMI protokoll szerint validált algoritmus	

Ingyenes szoftvermegoldások

Elfoglalt kezelőorvosok és kutatók számára egyaránt

Ahogy az EasyABPM úgy a CardioVisions szoftverben is lehetőség van az összes (aktív, passzív, reggeli és speciális) napszak statisztikai megjelenítésére. A statisztikai értékek között megtalálhatók: szisztolés és diasztolés vérnyomás értékek, artériás középnyomás (MAP), pulzusnyomás (PP), szívfrekvencia, minimum és maximum értékek, szórás (SD), hipertóniás időindex (PTE), diurnális (nappal/éjszaka) index és reggeli vérnyomás emelkedés.

Tulajdonságok	EasyABPM	CardioVisions
részülék kezelés	ABPM-05	ABPM-05, BlueBP-05
automatikus vérnyomás statisztika	✓	✓
grafikus és táblázatos adatmegjelenítés	✓	✓
testreszabható mérési időszakok	✓	✓
nyomtatható jelentés	✓	✓
pdf export	✓	—
e-mail kompatibilitás	—	✓
jelszó és bejelentkezési név	—	✓
hálózatos felhasználás	—	✓



Forgalmazó és szerviz:

ABPM-Art Kft • 1196 Budapest, Hunyadi u. 153.
T.: 06-1 282-5504 • mail: abpmart@mail.datanet.hu
www.abpmart.hu



Gyártó:

Meditech Kft • 1184 Budapest, Mikszáth Kálmán u. 24.
www.meditech.eu