



Langzeit Blutdruckmessgerät und EKG-Monitor

ABPM-05

24-h-Blutdruckmessgerät
der neuen Generation

**Ihr erstattbarer tragbarer
Blutdruckmesser zahlt sich aus!**

- ✓ Unabhängige klinische Prüfung (BHS, AAMI)
- ✓ Firmeneigenes Meditech-Doppelventilsystem zur Patientensicherheit
- ✓ schlaffreundlicher Algorithmus
- ✓ Wasserbeständig nach Schutzart IP22
- ✓ Kostenlose, umfassende Interpretationssoftware

*Auch als Bluetooth-fähige Version erhältlich:
BlueBP-05*





apneABP

Langzeit Blutdruckmessgerät
mit OXY-Modul (SpO₂)

Das obstruktive Schlafapnoesyndrom (OSAS) ist eine schlafbezogene Atmungsstörung, die nicht nur einen unabhängigen Risikofaktor für Bluthochdruck darstellt, sondern auch das Risiko für Verkehrsunfälle erhöht.

Testen Sie Ihre Bluthochdruckpatienten in der Grundversorgung auf Schlafapnoe!


- ✓ Komplexes 24-h-Blutdruckprofil
- ✓ Komplexes Pulsoxymetrie-Profil
- ✓ Komplexes Aktigraphie- und Körperpositions-Profil
- ✓ Messung der Pulswellenform und Pulstransitzeit
- ✓ Kostenlose, umfassende Interpretationssoftware

card(X)plore

Langzeit Blutdruckmessgerät mit
Holter EKG

Bluthochdruck ist der häufigste Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weshalb es wichtig ist, Blutdruckmessungen und ein EKG gleichzeitig durchzuführen.

- ✓ Komplexes 24-h-Blutdruckprofil
- ✓ Komplexes Langzeit-EKG-Profil
- ✓ Komplexes Aktigraphie- und Körperpositions-Profil
- ✓ Schnellerkennung erhöhter Grenzwerte dank zusätzlicher Blutdruckmessungen
- ✓ Kostenlose, umfassende Interpretationssoftware





ABPM-04

Grundlegendes
24-h-Blutdruckmessgerät

- ✓ Unabhängige klinische Prüfung (BHS, AAMI)
- ✓ Firmeneigenes Meditech-Doppelventilsystem zur Patientensicherheit
- ✓ schlaffreundlicher Algorithmus
- ✓ Kostenlose, umfassende Interpretationssoftware
- ✓ Erstattbar: Es zahlt sich aus


EKG-Monitoren

CardiUP! – Langzeit-EKG

Klassisches 12-Kanal-EKG für eine umfassendere Bestimmung des Herzrisikos.

- ✓ 12- oder 3-Kanalaufzeichnung
- ✓ EKG-Überwachung bis zu 7 Tagen
- ✓ Großer LCD-Bildschirm für Echtzeit-EKGs
- ✓ Ereignis-Taste
- ✓ Kostenlose, umfassende Software mit EKG-Aufzeichnung Schlag für Schlag, Aufzeichnung der Herzfrequenzvariabilität, ST, Herzschrittmacher und Herzrhythmusstörungen





CardioMera – Langzeit-EKG

Für eine einfachere Erkennung
täglich auftretender Herzprobleme.

- ✓ 1-, 2-, 3- oder 5-Kanalaufzeichnung
- ✓ Klein und leicht
- ✓ Ereignis-Taste
- ✓ Kostenlose, umfassende Software mit
EKG-Aufzeichnung Schlag für Schlag,
Aufzeichnung der Herzfrequenzvariabilität, ST,
Herzschrittmacher und Herzrhythmusstörungen



Meditech | Cardiovascular Monitoring Solutions
1184 Budapest, Mikszáth K. u. 24.
phone: + 36 1 280 8232 · mail: meditech@meditech.eu
www.meditech.eu